






Produkt-	Elektrodentyp	Aufbau	Form	Grösse	X-Ray	Anwendungen	Features
1700 	Cleartrace	Folie mit leitfähigem Haftgel	rund	42mm	nein	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall	Haftgel reizarm / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / gesamte Elektrodenfläche haftet / ideal für Langzeiteinsatz / flüssigkeitsresistent / perforierte Folie erlaubt Hautatmung
1700C 	Cleartrace RTL	Folie mit leitfähigem Haftgel	rund	42mm	ja	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall / Radiologie / MRI / Katheterlabor	Haftgel reizarm / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / gesamte Elektrodenfläche haftet / ideal für Langzeiteinsatz / flüssigkeitsresistent / perforierte Folie erlaubt Hautatmung / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
1750	Cleartrace Diagnostic	Folie mit leitfähigem Haftgel	rund	42mm	nein	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall / Diaphoretische Anwendungen / Stress-Test / Kardiologie	Haftgel reizarm / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / gesamte Elektrodenfläche haftet / extrastarker Acryl-Kleber / ideal für Langzeiteinsatz mit starker Diaphorese / flüssigkeitsresistent / perforierte Folie erlaubt Hautatmung
2700	Cleartrace 2 RTL	Folie mit leitfähigem Haftgel	quadratisch	49x49mm	ja	Universalelektrode für alle Einsatzgebiete an erwachsenen Patienten	Haftgel reizarm / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / gesamte Elektrodenfläche haftet / durch grössere Haftfläche ideal für Langzeiteinsatz auch mit erhöhter Diaphorese / kann 5-7 Tage getragen werden / flüssigkeitsresistent / perforierte Folie erlaubt Hautatmung / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
2710	Cleartrace 2 LT	Folie mit leitfähigem Haftgel	quadratisch	49x49mm	nein	Universalelektrode / Langzeit-Überwachung	Haftgel reizarm / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / gesamte Elektrodenfläche haftet / durch grössere Haftfläche ideal für Langzeiteinsatz auch mit erhöhter Diaphorese / kann 5-7 Tage getragen werden / flüssigkeitsresistent / perforierte Folie erlaubt Hautatmung
1690	Ultratrace	Folie mit Flüssig-Gel / Schwamm	rund	42mm	nein	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / perforierte Folie erlaubt Hautatmung
1680	Invisatrace RTL	Folie mit Flüssig-Gel / Schwamm	rund	42mm	ja	Katheterlabor / Radiologie / MRI	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / transparente Klebfolie zur Beobachtung des Hautzustandes / perforierte Folie erlaubt Hautatmung / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch



Ultratrace® / Invisatrace®



Cleartrace™ 2 / Cleartrace™



Produkt-nummer	Elektroden-typ	Aufbau	Form	Grösse	X-Ray	Anwendungen	Features
3600	Omnitrace	Schaumstoff mit leitfähigem	rechteckig		nein	Universalelektrode / OPS /	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet
3600C	Omnitrace RTL	Schaumstoff mit leitfähigem Haftgel	rechteckig		ja	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall / Radiologie / MRI	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet / Car- bonknopf transluzent, nichtmagnetisch
1800	Suretrace	Schaumstoff mit leitfähigem	Tropfenform	44mm / 52mm	nein	Universalelektrode / OPS /	Haftgel reizarm / mehr Flexibilität beim Positionieren
1800C	Suretrace RTL	Schaumstoff mit leitfähigem Haftgel	Tropfenform klein	44mm / 52mm	ja	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall / Radiologie /	Haftgel reizarm / mehr Flexibilität beim Positionieren durch kleinere Bauform / Carbonknopf transluzent, nicht-
1870	Positrace	Schaumstoff mit leitfähigem Haftgel	Tropfenform gross	50mm / 56mm	nein	Kardiologie / Stress-Test / Notfall / Ambulanz / diaphoretische Anwendun- gen	Haftgel reizarm / extrastarkes Haftmittel / gesamte Elektrodenfläche haftet / ideal für diaphoretische Anwen- dungen
1870C	Positrace RTL	Schaumstoff mit leitfähigem Haftgel	Tropfenform gross	50mm / 57mm	ja	Kardiologie / Stress-Test / Notfall / Ambulanz / diaphoretische Anwendun- gen / Radiologie / MRI	Haftgel reizarm / extrastarkes Haftmittel / gesamte Elektrodenfläche haftet / ideal für diaphoretische Anwen- dungen / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
1510	Exactrace	Schaumstoff mit Flüssig-Gel / Schwamm	Tropfenform gross	51mm / 57mm	nein	Universalelektrode / OPS / IPS / Notfall	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED
1590	Instatrace	Schaumstoff mit Flüssig-Gel / Schwamm	Tropfenform gross	51mm / 57mm	nein	Kardiologie / Stress-Test / Notfall / Ambulanz / diaphoretische Anwendun- gen	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / Haft- fläche mit stärkerem Haftmittel
1500	Dyna/Trace	Schaumstoff mit Flüssig-Gel / Schwamm	rund		ja	Universalelektrode / Über- wachung	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / Haft- fläche / Carbonknopf
1550	Dyna/Trace	Schaumstoff mit Flüssig-Gel /	rund		ja	Diaphoretische Anwendun-	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / Haft-
1555	Dyna/Trace Mini	Schaumstoff mit Flüssig-Gel / Schwamm	rund klein		ja	Brustwandableitungen	Patentierter Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / Haft- fläche / Carbonknopf



Omnitrace® / Omnitrace®




Exactrace / Instatrace®



Produkt- nummer	Elektrodentyp	Aufbau	Form	Grösse	X-Ray	Anwendungen	Features
2321	Softrace 2321	Textil mit Hydrogel und Kabel	quadratisch klein	22x22mm	nein	Pädiatrie / Neonatologie	2000MP-Hydrogel haftend, reizarm / befestigte, farbcodierte Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2321C	Softrace 2321 RTL	Textil mit Hydrogel und Kabel	quadratisch klein	22x22mm	ja	Pädiatrie / Neonatologie	2000MP-Hydrogel haftend, reizarm / befestigte, farbcodierte, transluzente Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2331	Softrace 2331	Textil mit Hydrogel und Kabel	rechteckig mittel	22x29mm	nein	Pädiatrie / Neonatologie	2000MP-Hydrogel haftend, reizarm / befestigte, farbcodierte Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2331C	Softrace 2331 RTL	Textil mit Hydrogel und Kabel	rechteckig mittel	22x29mm	ja	Pädiatrie / Neonatologie	2000MP-Hydrogel haftend, reizarm / befestigte, farbcodierte, transluzente Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2320	Softrace 2320	Textil mit leitfähigem Haftgel	quadratisch klein	22x22mm	nein	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2320	Softrace 2320 RTL	Textil mit leitfähigem Haftgel	quadratisch klein	22x22mm	ja	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
2330	Softrace 2330	Textil mit leitfähigem Haftgel	rechteckig mittel	22x32mm	nein	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2330C	Softrace 2330 RTL	Textil mit leitfähigem Haftgel	rechteckig mittel	22x32mm	ja	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
2350	Softrace 2350	Textil mit leitfähigem Haftgel	quadratisch gross	32x32mm	nein	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar
2350C	Softrace 2350 RTL	Textil mit leitfähigem Haftgel	quadratisch gross	32x32mm	ja	Universalelektrode / Pädiatrie / Neonatologie	Haftgel reizarm / weiche Tuch-Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / repositionierbar / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
2310	Softrace Extremitätenband	Textil mit Hydrogel und Kabel	rechteckig/ Band	22x18mm / 12x120mm	nein	Pädiatrie / Neonatologie	2000MP-Hydrogel haftend, reizarm / befestigtes Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / weiches Textilband mit angebrachter Elektrode zur Positionierung an Extremitäten / keine Acryl-Klebefläche / repositionierbar



## Universelle EKG Elektroden für Pädiatrie und Neonatologie



Softrace® 2321 / 2331

WEICH & FLEXIBEL ...  
 ... SANFT ZUR HAUT

### Softrace®-Textilelektroden


Pädiatrische EKG-Elektroden mit bereits befestigten Elektrodenkabeln sind ideal für Kleinkinder. Diese Einweg-Elektroden minimieren den Aufwand zur Vorbereitung der Patienten und verringern das Risiko von Nosokomialinfektionen.



Softrace® 2350 / 2350C



Neotrode® II



Cleartrode™ RTL / Cleartrode™




REPOSITIONIERBAR



Huggables®

TRANSPARENT zur Überwachung des Hautzustands



Produkt-nummer	Elektrodentyp	Aufbau	Form	Grösse	X-Ray	Anwendungen	Features
1720	Cleartrode 	Folie mit leitfähigem Haftgel	rund klein	26mm	nein	Neonatalogie / Pädiatrie / Erwachsene mit Empfindlichkeit gegenüber Acryl-Kleber	Haftgel reizarm / Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / transparente Folie zur Beobachtung des Hautzustandes / Flüssigkeitsresistent (selbst beim Baden) / repositionierbar
1720C	Cleartrode RTL	Folie mit leitfähigem Haftgel	rund klein	26mm	ja	Neonatalogie / Pädiatrie / Erwachsene mit Empfindlichkeit gegenüber Kleber	Haftgel reizarm / Elektrode haftet nur durch Haftgel (keine Acrylklebefläche) / sehr kleine Bauform bei gleichbleibend guter Signalableitung / transparente Folie zur Beobachtung des Hautzustandes / Flüssigkeitsresistent (selbst beim Baden) / repositionierbar / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
1731	Neotrode 	Klebeband mit Hydrogel und Kabel	quadratisch	25x25mm	nein	Pädiatrie / Neonatalogie	2000MP-Hydrogel / befestigte, farbcodierte Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / transparente, kleinere Klebefläche
1731C	Neotrode RTL	Klebeband mit Hydrogel und Kabel	quadratisch	25x25mm	ja	Pädiatrie / Neonatalogie	2000MP-Hydrogel / befestigte, farbcodierte, transluzente Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker/ transparente, kleinere Klebefläche
1741	Neotrode II 	Klebeband mit Hydrogel und Kabel	rechteckig	25x30mm	nein	Pädiatrie / Neonatalogie	2000MP-Hydrogel / befestigte, farbcodierte Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker / transparente, grössere Klebefläche
1741C	Neotrode II RTL	Klebeband mit Hydrogel und Kabel	rechteckig	25x30mm	ja	Pädiatrie / Neonatalogie	2000MP-Hydrogel / befestigte, farbcodierte, transluzente Kabel, 0.060" DIN Sicherheits-Stecker/ transparente, grössere Klebefläche
1620	Huggables	Folie mit Flüssig-Gel / Schwamm	rund	30mm	nein	Pädiatrie / Neonatalogie	Patentierete Flüssig-Gel-Technologie von CONMED / Haftfläche transparent, atmungsaktiv
2100	E-Trode	Schaumstoff mit leitfähigem Haftgel	rechteckig	21x47mm	ja	Radiologie / MRI	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet/ kostengünstige, transluzente, nichtmagnetische Überwachungselektrode / Carbonknopf transluzent, nichtmagnetisch
1915	Fastrace 4	Streifen mit Lasche	rechteckig	23x35mm	N/A	Ruhe-EKG	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet / Klipplasche
1925	HeartBeat	Streifen mit Lasche	rechteckig klein	21x32mm	N/A	Ruhe-EKG / Pädiatrie	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet / Klipplasche
1935	V-Trace	Streifen mit Lasche	rechteckig		N/A	Ruhe-EKG	Haftgel reizarm / gesamte Elektrodenfläche haftet / Klipplasche



Fastrace<sup>®</sup> 4



HeartBeat



## Preis- und Bestellinformationen

Elektrodentyp	Bestellnummer	Elektroden / Beutel	Beutel / Box	Beutel / Karton	Box / Karton	Total Elektroden	Preis / Elektrode	Preis / Elektrode ab 10 Karton Bestellmenge	Preis / Karton	Preis / Karton ab 10 Karton Bestellmenge
Cleartrace	1700-003	3	10	-	20	600	0.440	0.352	264.00	211.20
Cleartrace	1700-005	5	10	-	12	600	0.364	0.291	218.20	174.60
Cleartrace	1700-030	30	-	20	-	600	0.358	0.229	215.00	137.40
Cleartrace	1700-050	50	-	20	-	1'000	0.259	0.207	259.10	207.30
Cleartrace 2 LT	2710-003	3	10	-	20	600	0.386	0.309	231.80	185.40
Cleartrace 2 RTL	2700-003	3	10	-	20	600	0.432	0.345	259.10	207.30
Cleartrace 2 RTL	2700-030	30	-	20	-	600	0.386	0.309	231.80	185.40
Cleartrace RTL	1700C-050	50	-	20	-	1'000	0.259	0.207	259.10	207.30
Cleartrode	1720-003	3	-	100	-	300	0.573	0.458	171.80	137.40
Dyna/Trace	1500-003	3	10	-	20	600	0.640	0.512	384.00	307.20
E-Trode	2100-100	100	-	10	-	1'000	0.164	0.131	163.70	130.90
Fastrace 4	1915-100	100	-	10	-	1'000	0.190	0.152	190.00	151.90
HeartBeat	1925-100	100	-	10	-	1'000	0.123	0.098	122.70	98.20
Huggables	1620-003	3	10	-	20	600	0.513	0.410	307.70	246.20
Invisatrace RTL	1680-003	3	10	-	20	600	0.432	0.345	259.10	207.30
Neotrode	1731-003	3	-	100	-	300	1.818	1.455	545.50	436.40
Neotrode II	1741-003	3	-	100	-	300	1.818	1.455	545.50	436.40
V-Trace	1935-100	100	-	40	-	4'000	0.109	0.087	436.40	349.10

Preise in CHF exkl. 7.7% MWST

Bei grösseren Abnahmemengen machen wir Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot!



[info@tschudinlab.ch](mailto:info@tschudinlab.ch)





## Preis- und Bestellinformationen

Preise auf Anfrage	Elektrodentyp	Bestellnummer	Elektroden / Beutel	Beutel / Box	Beutel / Karton	Box / Karton	Total Elektroden
	Cleartrace	1700-001	1	30	-	20	600
	Cleartrace 2 LT	2710-001	1	30	-	20	600
	Cleartrace 2 LT	2710-005	5	10	-	12	600
	Cleartrace 2 LT	2710-030	30	-	20	-	600
	Cleartrace 2 RTL	2700-005	5	10	-	12	600
	Cleartrace 2 RTL	2700-01	1	30	-	20	600
	Cleartrace Diagnostic	1750-005	5	10	-	12	600
	Cleartrace Diagnostic	1750-030	30	-	20	-	600
	Cleartrace RTL	1700C-003	3	10	-	20	600
	Cleartrace RTL	1700C-005	5	10	-	12	600
	Cleartrode RTL	1720C-003	3	-	100	-	300
	Dyna/Trace	1500-001	1	30	-	20	600
	Dyna/Trace	1500-004	4	10	-	12	480
	Dyna/Trace	1500-005	5	10	-	12	600
	Dyna/Trace	1500-030	30	-	20	-	600
	Dyna/Trace Mini	1555-005	5	10	-	12	600
	Dyna/Trace Stress	1550-005	5	10	-	12	600
	Exactrace	1510-001	1	30	-	20	600
	Exactrace	1510-003	3	10	-	20	600
	Exactrace	1510-005	5	10	-	12	600
	Exactrace	1510-030	30	-	20	-	600
	Huggables	1620-001	1	30	-	20	600



[info@tschudinlab.ch](mailto:info@tschudinlab.ch)





## Preis- und Bestellinformationen

Preise auf Anfrage	Elektrodentyp	Bestellnummer	Elektroden / Beutel	Beutel / Box	Beutel / Karton	Box / Karton	Total Elektroden
	Instatrace	1590-001	1	30	-	20	600
	Instatrace	1590-003	3	10	-	20	600
	Instatrace	1590-005	5	10	-	12	600
	Instatrace	1590-030	30	-	20	-	600
	Invisatrace RTL	1680-001	1	30	-	20	600
	Invisatrace RTL	1680-005	5	10	-	12	600
	Invisatrace RTL	1680-030	30	-	20	-	600
	Neotrode II RTL	1741C-003	3	-	100	-	300
	Neotrode RTL	1731C-003	3	-	100	-	300
	Omnitrace	3600-003	3	10	-	20	600
	Omnitrace	3600-005	5	10	-	12	600
	Omnitrace	3600-050	50	-	20	-	1'000
	Omnitrace RTL	3600C-003	3	10	-	20	600
	Omnitrace RTL	3600C-005	5	10	-	12	600
	Omnitrace RTL	3600C-050	50	-	20	-	1'000
	Positrace	1870-001	1	30	-	20	600
	Positrace	1870-003	3	10	-	20	600
	Positrace	1870-005	5	10	-	12	600
	Positrace	1870-030	30	-	20	-	600
	Positrace	1870-050	50	-	20	-	1'000
	Positrace RTL	1870C-003	3	10	-	20	600
	Positrace RTL	1870C-005	5	10	-	12	600
	Positrace RTL	1870C-050	50	-	20	-	1'000



[info@tschudinlab.ch](mailto:info@tschudinlab.ch)







Preise auf Anfrage	Elektrodentyp	Bestellnummer	Elektroden / Beutel	Beutel / Box	Beutel / Karton	Box / Karton	Total Elektroden
	Softrace 2320	2320-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2320 RTL	2320C-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2321	2321-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2321 RTL	2321C-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2330	2330-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2330 RTL	2330C-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2331	2331-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2331 RTL	2331C-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2350	2350-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2350	2350-005	5	-	120	-	600
	Softrace 2350 RTL	2350C-003	3	-	100	-	300
	Softrace 2350 RTL	2350C-005	5	-	120	-	600
	Softrace Extremitätenband	2310-003	3	-	100	-	300
	Suretrace	1800-001	1	30		20	600
	Suretrace	1800-003	3	10		20	600
	Suretrace	1800-005	5	10		12	600
	Suretrace	1800-030	30	-	20	-	600
	Suretrace RTL	1800C-003	3	10	-	20	600
	Suretrace RTL	1800C-005	5	10	-	12	600
	Suretrace RTL	1800C-050	50	-	20	-	1'000
	Ultratrace	1690-001	1	30	-	20	600
	Ultratrace	1690-003	3	10	-	20	600
	Ultratrace	1690-005	5	10	-	12	600
	Ultratrace	1690-030	30	-	20	-	600



[info@tschudinlab.ch](mailto:info@tschudinlab.ch)

